

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию
Кружки Эсмарха ТМ «Альпина Пласт»

Предназначение: для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации (орошения) влагалища и кишечника.

Объем: 2 литра.

Срок годности кружки Эсмарха: 5 лет со дня изготовления.

Инструкция по использованию:

Ирригация кишечника применяется в следующих случаях: при устранении кишечной непроходимости и зашлакованности кишечника, в качестве вспомогательного средства при интоксикациях, перед операциями и родами, перед различными исследованиями пищеварительного тракта (рентгенологическими, эндоскопическими и др.). **Противопоказания к проведению ирригации кишечника:** желудочно-кишечные кровотечения, опухоли кишки, острый аппендицит, острый перитонит, после операций на органах брюшной полости.

Ирригация влагалища применяется в гигиенических и лечебных целях (в составе комплексной терапии). **Противопоказания к проведению ирригации влагалища:** острые параметрит, метроэндометрит, пельвиоперитонит и др., во время менструации и беременности, в первые недели после родов и аборта.

1. Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: все детали промывают в горячей воде ($t=50\pm 5$ °С) с применением нейтрального моющего средства и мягкой губки, не царапающей поверхность; дезинфекцию наконечников проводят методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина в течение 80 минут.
2. По окончании дезинфекции части изделий промывают проточной питьевой водой.
3. Перед применением соберите изделие: соедините емкость с трубкой через переходник; к концу трубки присоедините поворотный кран и соответствующий наконечник (длинный – для ирригации влагалища, короткий – для орошения кишечника). Резервуар кружки Эсмарха подвесьте за ручку таким образом, чтобы предотвратить загрязнение или попадание в него других веществ. Давление потока жидкости из кружки Эсмарха зависит от высоты расположения резервуара. Закройте поворотный кран, заполните резервуар лекарственным раствором. Наконечник смажьте вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. С помощью поворотного крана отрегулируйте напор жидкости.
4. Кружки Эсмарха не должны контактировать с лекарственным раствором более 30 минут.
5. После применения кружку Эсмарха разобрать, части изделия промыть проточной водой с мылом, ополоснуть, высушить.
6. Кружки Эсмарха следует хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделия не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Внимание! Кружку Эсмарха для маслосодержащих средств не применять!